Alcool modifié à 70°

200 ml



Code réf : 050330

Détail produit

PCB : 10
GENCOD : 3160920503306
DLUO : 30 mois.
Statut réglementaire (France):
DM classe II b

Description

Cet Alcool modifié 70% vol parfumé au camphre, permet de **nettoyer** et **désinfecter** les dispositifs médicaux.
La bouteille contient 200 ml.

Conseils d'utilisation

Désinfection des ciseaux, thermomètre, pince à épiler, etc.
Verser l'alcool sur une compresse des Laboratoires Mercurochrome, puis la passer sur la totalité du dispositif médical.

Précautions d'emploi

ATTENTION
Liquide et vapeurs inflammables. Provoque de sévères irritations des yeux.
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
Tenir hors de portée des enfants.
Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toutes autres sources d'inflammation. Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin.
Eliminer le contenu, conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale
Ne vas avaler. Usage externe.
Lire attentivement les instructions d'utilisation sur l'étiquetage du produit et sur la notice (le cas échéant).
Ce Dispositif Médical est un produit de santé réglementé, qui porte, au titre de cette réglementation le marquage CE.
Fabricant : Laboratoires Juva Productions. Mars 2015.

Confidentiel, exclusivement à usage interne.